

Anticorpo Policlonais Anti-Chd2 Para Wb, Elisa - 014647

Número do item: CM0014021

introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho contra CHD2 humano validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de remodelação da cromatina, miogênese e regulação da transcrição em linhagens celulares humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHD2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EEOC, DEE94, CHD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1106
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1729-1828 do CHD2 humano (NP_001262.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14647
Peso da Proteína	211kDa
Envio	Bolsa de gelo