

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Chd3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12873

Número do item: CM0007931

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CHD3 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta CHD3 humano, de rato e camundongo, um remodelador de cromatina do complexo NuRD de 227kDa envolvido na repressão transcricional. Ideal para pesquisa em epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CHD3
Observações/Apelido	ZFH; Mi-2a; SNIBCPs; Mi2-ALPHA; CHD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1107
GeneID	1107
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12873
Peso Molecular da Proteína	227kDa
Transporte	Em saco de gelo