

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Chd3 Para Wb, Elisa - Q12873

Número do item: CM0023413

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHD3 (Mi-2alfa), validado para WB e ELISA. Para pesquisa de remodelação da cromatina e do complexo NuRD. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHD3 Coelho pAb
Observações/Apelido	ZFH; Mi-2a; SNIBCPs; Mi2-ALPHA; CHD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1107
GeneID	1107
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1900-2000 do CHD3 humano (NP_001005273.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12873
Peso Molecular da Proteína	227kDa
Envio	Em saco de gelo