

Anticorpo Monoclonal Anti-Chd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14839

Número do item: CM0007135



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CHD4 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. O alvo é um remodelador de cromatina dependente de ATP no complexo NuRD, envolvido na regulação da transcrição e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHD4 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
Espécie	Humano
ID do Gene	1108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1520-1700 da CHD4 humana. (NP_001264.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14839
Peso da Proteína	218kDa
Envio	Bolsa de gelo