

Anticorpo Policlonal Anti-Chd9 Para Wb E Elisa - Q3L8U1

Número do item: CM0018320

introdução

CHD9 pAb de Coelho - validado para WB e ELISA. Detecta CHD9 humano e de camundongo (previsto 326 kDa), um remodelador de cromatina envolvido na regulação transcricional. Imunogênio recombinante (aa 85-190). Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHD9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AD013; CHD-9; CReMM; KISH2; PRIC320; CHD9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80205
ID do Gene	80205
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 85-190 do CHD9 humano (NP_079410.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q3L8U1
Peso da Proteína	326kDa
Envio	Saco com gelo