

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Chdh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Número do item: CM0019288

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a CHDH humana (colina desidrogenase, mitocondrial). Validado para WB, IHC-P, ELISA, e detecta espécies humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de metabolismo da colina, autofagia mitocondrial e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHDH Rabbit pAb
Observações/Alias	CHDH
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	55349
GeneID	55349
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-594 da CHDH humana (NP_060867.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NE62
Peso Molecular da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo