

Anticorpo Policlonal Anti-Chek2 Para Wb, Elisa - Q9Z265

Número do item: CM0020193

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Chek2 humano, validado para Western blotting e ELISA com reatividade cruzada humana e de camundongo. Ideal para estudos de resposta a danos no DNA e pontos de verificação do ciclo celular em pesquisas sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Chek2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHK2; Cds1; Rad53; HUCDS1; Chek2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50883
GeneID	50883
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 do Chek2 humano. (NP_057890.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Z265
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo