

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chemerin Para Wb, Elisa - Q9Dd06

Número do item: CM0030257

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Chemerin (Rarres2) de rato, validado para Western blot e ELISA. Reage com rato e rato. Adequado para pesquisa de adipocina, inflamação e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Chemerin Rabbit pAb
Observações/Apêndice	0610007L05Rik
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	5919
ID do Gene	71660
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-162 do Chemerin de rato (NP_082128.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	Q9DD06
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de Gelo