

Anticorpo Policlonal Anti-Cherp Para Wb, Elisa - Q8lwx8

Número do item: CM0030596

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CHERP validado para WB e ELISA. Detecta a proteína CHERP humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre homeostase do cálcio e função do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHERP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SRA1; DAN16; SCAF6; CHERP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10523
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 650-750 da CHERP humana (NP_006378.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IWX8
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo