

Anticorpo Policlonal Anti-Chga Para Wb, Elisa - P10645

Número do item: CM0020780



introdução

Anticorpo CHGA policlonal de coelho validado para WB e ELISA. Reage com CHGA humano e de camundongo (51 kDa), uma proteína da família das graninas que regula a secreção hormonal e a imunidade inata. Adequado para pesquisa neuroendócrina e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHGA Coelho pAb
Observações/Apelido	CGA; PHE5; PHES; CHGA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1113
ID do Gene	1113
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-380 do CHGA humano (NP_001266.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10645
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Saco de gelo