

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chgb Para Wb, Elisa - P05060

Número do item: CM0026563

introdução

CHGB Rabbit pAb (SCG1) para WB e ELISA. Detecta secretogranina-1 humana e de camundongo, uma proteína de grânulos secretores neuroendócrinos. Adequado para pesquisa em medula adrenal, feocromocitoma e estudos de biomarcadores no líquido cefalorraquidiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHGB Rabbit pAb
Observações/Apelido	SCG1; CHGB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1114
ID do Gene	1114
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CHGB humano (NP_001810.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05060
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo