

Anticorpo Policlonal Anti-Chi3L2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15782

Número do item: CM0030523



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CHI3L2 validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a proteína 2 semelhante à quitinase-3 humana (YKL-39), uma lectina secretada com alta expressão em condrócitos, ideal para estudos de biologia da cartilagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHI3L2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CHIL2; YKL39; YKL-39; CHI3L2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1117
ID do Gene	1117
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-390 do CHI3L2 humano (NP_003991.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15782
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo