


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chia Para Wb E Elisa - Q9Bzp6

Número do item: CM0030168



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à quitinase ácida mamífera humana (CHIA), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Use para pesquisas sobre metabolismo da quitina, imunidade Th2 e inflamação pulmonar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CHIA Rabbit pAb
Observações/Apelido	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27159
GeneID	27159
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-368 da CHIA humana (NP_001244932.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZP6
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Saco de gelo