


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chia Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzp6

Número do item: CM0028254



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a quitinase de mamífero ácida (CHIA) humana para aplicações de Western blot, IHC e ELISA. Adequado para pesquisas sobre metabolismo de quitina, imunidade Th2 e asma. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHIA pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27159
GeneID	27159
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-368 da CHIA humana (NP_001244932.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZP6
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo