

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Chicken IL12B Para Wb E Elisa - Q6X0K9

Número do item: CM0023560

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL12B de frango validado para WB e ELISA. Reconhece IL-12B de frango (IL-12p40), uma subunidade de citocina secretada de 36 kDa. Ideal para pesquisa em imunologia aviária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Chicken IL12B
Observações/Apelido	IL-12B; IL-12p40
Espécie	Gallus
GeneID	404671
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 21-315 da IL12B de Frango (NP_998736.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Gallus
SWISS	Q6X0K9
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo