

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chit1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13231

Número do item: CM0019591



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHIT1 humano (Chitotriosidase-1), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo da quitina e defesa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHIT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHI3; CHIT; CHITD; CHIT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1118
GeneID	1118
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 217-466 do CHIT1 humano (NP_003456.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13231
Peso Proteico	52kDa
Remessa	Bolsa de Gelo