

Anticorpo Policlonal Anti-Chk1 Para Wb, Elisa - O14757

Número do item: CM0022767



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Chk1 humano (quinase 1 do ponto de controle), validado para WB e ELISA. Adequado para investigação do ponto de controle do ciclo celular e da resposta a danos no DNA. Reconhece a proteína Chk1 humana, ~54 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Chk1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CHK1; Chk1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1111
GeneID	1111
Imunogénio	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 148-307 de Chk1 (NP_001265.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso da proteína	54 kDa
Expedição	Saco de gelo