


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Chk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14757

Número do item: CM0009279



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Chk1 de alta qualidade para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Reage com Chk1 humano, uma quinase de ponto de verificação de 54kDa envolvida na resposta a danos no DNA e regulação do ciclo celular. Ideal para estudos de oncologia e integridade genômica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Chk1 (mAb)                                                                                        |
| Observações/Apelido | CHK1; CHEK1; Chk1                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano) | 1111                                                                                                                          |
| ID do Gene          | 1111                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Chk1 humana (O14757). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                        |
| SWISS               | O14757                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                  |