


Anti-Chk2 (Chk2) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O96017

Número do item: CM0003957



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Chk2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reconhece Chk2 humano (O96017), uma quinase de ponto de verificação de danos ao DNA. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular, câncer e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Chk2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Chk2
Espécie	Humano
ID do Gene	11200
Imunógeno	Peptídeo Sintético · Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Chk2 humano (O96017).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O96017
Peso da Proteína	15-38 kDa/50-65 kDa
Envio	Saco de gelo