

Anti-Chk2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O96017

Número do item: CM0016467



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a quinase humana Chk2 (CHEK2), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Ideal para estudar a resposta a danos no DNA, pontos de verificação do ciclo celular e vias de sinalização de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Chk2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11200
ID do Gene	11200
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do Chk2 humano (NP_009125.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O96017
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo