

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Chm Para Wb, Elisa - P24386

Número do item: CM0009168

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CHM para Western blot e ELISA. Detecta a proteína de acompanhamento Rab 1 (REP-1) humana, essencial para a prenilação de proteínas Rab. Adequado para análise de proteínas citosólicas. - P24386

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHM Rabbit mAb
Observações/Apelido	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1121
ID do Gene	1121
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CHM humano (P24386)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24386
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo