

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chm Para Wb, Elisa - P24386

Número do item: CM0026931

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CHM humano (REP-1, proteína da coroideremia). Imunógeno recombinante (aa 120-210). Validado para Western blotting e ELISA. Essencial para pesquisa de geranilgeranilação de Rab e tráfego.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHM Rabbit pAb
Observações/Apêndice	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1121
GeneID	1121
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-210 do CHM humano (NP_000381.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24386
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo