

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chml Para Wb, If/Icc, Elisa - P26374

Número do item: CM0024495

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CHML humano (REP2), componente A da Rab geranilgeraniltransferase, validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Adequado para estudos de prenilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHML Rabbit pAb
Observações/Apelido	REP2; CHML
Espécie	Humano
GeneID Humano	1122
GeneID	1122
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CHML humano (NP_001812.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P26374
Peso Proteico	74kDa
Envio	Bolsa de Gelo