

Anticorpo Policlonal Anti-Chmp1A Para Wb E Elisa - Q9Hd42

Número do item: CM0016060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CHMP1A, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudos do complexo ESCRT-III, formação de corpos multivesiculares, citocinese e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHMP1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCH8; CHMP1; PRSM1; PCOLN3; VPS46A; VPS46-1; CHMP1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5119
GeneID	5119
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-196 do CHMP1A humano (NP_002759.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HD42
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo