


Anticorpo Policlonal Anti-Chmp2A Para Wb, Elisa - O43633

Número do item: CM0015028



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CHMP2A humano, um componente central do ESCRT-III. Adequado para aplicações de WB e ELISA. Ideal para estudos sobre classificação endossômica, citocinese e brotamento viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHMP2A Rabbit pAb
Observações/Alias	BC2; BC-2; VPS2; CHMP2; VPS2A; CHMP2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-222 do CHMP2A humano (NP_055268.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43633
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo