

Anticorpo Policlonal Anti-Chmp2B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqn3

Número do item: CM0014062



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHMP2B humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. A proteína alvo é um componente central do ESCRT-III envolvido na classificação de MVB e fissura de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHMP2B Rabbit pAb
Observações/Apelido	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25978
ID do Gene	25978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-213 do CHMP2B humano (NP_054762.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UQN3
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo