

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Chmp2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqn3

Número do item: CM0003233



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CHMP2B validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. O alvo é a proteína do complexo ESCRT-III envolvida na ordenação endossomal e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHMP2B Rabbit mAb
Observações/Alias	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Espécie	Humana
GeneID (humano)	25978
GeneID	25978
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 114-213 do CHMP2B humano (Q9UQN3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQN3
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo