

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chmp4B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H444

Número do item: CM0027374



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CHMP4B (VPS32B), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Essencial para estudos do complexo ESCRT-III na formação de MVB, citocinese e pesquisa em virologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Descrição                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CHMP4B Coelho pAb                                                                          |
| Observações/Apelidos | SNF7; CTPP3; Shax1; CHMP4A; SNF7-2; VPS32B; CTRCT31; Vps32-2; C20orf178; dj553F4.4; CHMP4B |
| Espécie              | Humano                                                                                     |
| GeneID (humano)      | 128866                                                                                     |
| GeneID               | 128866                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína recombinante                                                                      |
| Origem               | Coelho                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                     |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                   |
| SWISS                | Q9H444                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 25kDa                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                              |