

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chodl Para Wb, Elisa - Q9H9P2

Número do item: CM0020876

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CHODL (condroletina) humana para aplicações em WB e ELISA. Detecta isoformas de camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre o crescimento de neuritos, orientação axonal e desenvolvimento do sistema nervoso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHODL Rabbit pAb
Observações/Alias	MT75; PRED12; C21orf68; CHODL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140578
GeneID	140578
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-210 da CHODL humana (NP_001191103.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9P2
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)