


Anticorpo Policlonal Anti-Chp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99653

Número do item: CM0020595



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHP1, validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Tem como alvo a proteína 1 homóloga à calcineurina B (22 kDa), envolvida na regulação do pH e no tráfego vesicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHP; p22; p24; SPAX9; Sid470p; SLC9A1BP; CHP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11261
GeneID	11261
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 da CHP1 humana (NP_009167.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99653
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de Gelo