


Anticorpo Policlonal Anti-Chpt1 Para Wb, Elisa - Q8Wud6

Número do item: CM0021104



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHPT1 humano, validado para WB e ELISA. A colinafosfotransferase 1 catalisa a etapa final da síntese de fosfatidilcolina, crucial para a biogênese de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHPT1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CPT, CPT1, CHPT1
Espécie	Humano
ID do Gene	56994
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CHPT1 humano (NP_064629.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUD6
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de Gelo