

Anticorpo Policlonal Anti-Chrac1 Para Wb, Elisa - Q9Nrg0

Número do item: CM0013408

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína 1 do complexo de acessibilidade da cromatina (CHRAC1). Validado para Western blot e ELISA, reconhece CHRAC1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de remodelação da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CHRAC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; C1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	54108
ID do Gene	54108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-131 da CHRAC1 humana (NP_059140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRG0
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo