

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrac1 Para Wb, Elisa - Q9Nrg0

Número do item: CM0029258

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CHRAC1 para WB e ELISA, visando a proteína 1 do complexo de acessibilidade da cromatina humana (CHRAC1, 15 kDa). Validado para uso em pesquisa em estudos de remodelação da cromatina e replicação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CHRAC1 pAb de Coelho
Observações/Alias	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; CHRAC1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	54108
GeneID	54108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-131 da CHRAC1 humana (NP_059140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9NRG0
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo