

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrfam7A Para Wb, Elisa - Q494W8

Número do item: CM0014776

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína de fusão CHRFBAM7A humana. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência sobre a expressão de proteínas de membrana do hipocampo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRFAM7A Rabbit pAb
Observações/Alias	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Espécie	Humano
ID do Gene	89832
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 de CHRFAM7A humano (NP_647536.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q494W8
Peso da Proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo