

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrfam7A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q494W8

Número do item: CM0028805

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína de fusão humana CHRFA7A (CHRNA7-FAM7A), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CHRFAM7A Rabbit pAb
Observações/Ândice	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	89832
GeneID	89832
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da CHRFAM7A humana (NP_647536.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q494W8
Peso Proteico	46kDa
Envio	Em saco de gelo