

Anticorpo Policlonais Anti-Chrm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P11229

Número do item: CM0022849



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CHRM1 direcionado ao receptor muscarínico de acetilcolina M1 (P11229). Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de GPCR e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	CHRM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	M1, HM1, M1R, CHRM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1128
GeneID	1128
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11229
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Saco de gelo