

Anticorpo Policlonal Anti-Chrm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11229

Número do item: CM0021884



introdução

O CHRM1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado ao receptor muscarínico de acetilcolina M1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em sinalização de GPCR e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	M1, HM1, M1R, CHRM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1128
ID do Gene	1128
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 251-350 do CHRM1 humano (NP_000729.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11229
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo