


Anticorpo Policlonal Anti-Chrm3 Para Wb, Elisa - P20309

Número do item: CM0022004



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHRM3 humano. Adequado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Imunogênio recombinante (aa 390-475). Ideal para estudos de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRM3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HM3, PBS, EGBRS, CHRM3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1131
GeneID	1131
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-475 do CHRM3 humano (NP_000731.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20309
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo