

Anticorpo Policlonais Anti-Chrm5 Para Wb E Elisa - P08912

Número do item: CM0024980



introdução

CHRM5 Rabbit pAb validado para WB e ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização por GPCR e estudos de receptores muscarínicos em neurociência e farmacologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRM5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HM5; CHRM5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1133
GeneID	1133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 275-370 do CHRM5 humano (NP_036257.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08912
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo