


Anticorpo Policlonal Anti-Chrna1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P02708

Número do item: CM0026988



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CHRNA1 humano, adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína CHRNA1 humana e de rato, ~52kDa. Ideal para pesquisa neuromuscular e de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNA1 Coelho pAb
Observações/Apelido	ACHRA; ACHRD; CHRNA; CMS1A; CMS1B; CMS2A; FCCMS; SCCMS; CHRNA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1134
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-220 do CHRNA1 humano (NP_000070.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P02708
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo