


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrna3 Para Wb E Elisa - P32297

Número do item: CM0024432



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CHRNA3 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em neurociência e receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNA3 pAb Coelho
Observações/Apelido	LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-240 do CHRNA3 humano (NP_000734.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32297
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo