

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrna5 Para Wb E Elisa - P30532

Número do item: CM0021190

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CHRNA5, validado para Western blot e ELISA. Reage com CHRNA5 humano e de camundongo, uma subunidade do receptor nicotínico neuronal envolvida no vício em nicotina. Adequado para pesquisa em neurociência e dependência química.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNA5 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	LNCR2; CHRNA5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1138
ID do Gene	1138
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 23-240 do CHRNA5 humano (NP_000736.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P30532
Peso Molecular da Proteína	53kDa
Transporte	Em saco de gelo