

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Chrna6 Para Wb, Elisa - Q15825

Número do item: CM0028594



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra CHRNA6 humana, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudos de receptores nicotínicos de acetilcolina em pesquisas de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNA6 Rabbit pAb
Observações/Alias	CHNRA6; CHRNA6
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8973
GeneID	8973
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q15825
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo