

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrna7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36544

Número do item: CM0022961



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CHRNA7 (alfa-7 nAChR). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Imunógeno recombinante visa o domínio extracelular. Ideal para pesquisas sobre neuroinflamação e sinalização colinérgica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNA7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NACHRA7; CHRNA7-2; CHRNA7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1139
ID do Gene	1139
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-230 do CHRNA7 humano (NP_001177384.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36544
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo