


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrna9 Para Wb, Elisa - Q9Ugm1

Número do item: CM0025482



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à subunidade alfa-9 do receptor neuronal de acetilcolina humano (CHRNA9). Validado para WB e ELISA, com reatividade em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNA9 Rabbit pAb
Observações/Alias	NACHRA9; HSA243342; CHRNA9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55584
GeneID	55584
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UGM1
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo