


Anti-Chrnb2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P17787

Número do item: CM0030557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CHRNB2 humano (subunidade beta-2 do receptor nicotínico neuronal). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EFNL3; nAChRB2; CHRN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1141
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-430 do CHRN2 humano (NP_000739.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17787
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo