


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chrne Para Wb, Elisa - Q04844

Número do item: CM0016215



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHRNE validado para WB e ELISA, reconhecendo a subunidade epsilon do receptor de acetilcolina humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre junções neuromusculares e canais iônicos. SWISS: Q04844.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHRNE Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MGI; FIM1; FIMG; ACHRE; CMS1D; CMS1E; CMS2A; CMS4A; CMS4B; CMS4C; FCCMS; FIMG1; SCCMS; CMS1A1; CHRNE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1145
GeneID	1145
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 do CHRNE humano (NP_000071.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04844
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo