

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cromogranina A Para If-P, Ihc-P, Elisa - P10645

Número do item: CM0010910



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho para Cromogranina A validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neuroendocrinologia, cardiologia e imunidade inata. - P10645

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Cromogranina A
Observações/Alias	CGA; PHE5; PHES; Cromogranina A
Espécie	Humano
GeneID	1113
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da Cromogranina A humana (P10645)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10645
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo