

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cromogranina B Para Wb, Elisa - P05060

Número do item: CM0010923

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho para Cromogranina B (SCG1) para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisa de grânulos secretórios neuroendócrinos e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Cromogranina B de Coelho
Observações/Alias	SCG1; Cromogranina B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1114
GeneID	1114
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P05060
Peso da Proteína	78 kDa
Envio	Bolsa de gelo