

Anticorpo Policlonal Anti-Chuk (Ikk α) Para If/Icc, If-P, Elisa - G3V926

Número do item: CM0020569

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CHUK de rato (IKK α , IkbKA). Validado para IF/ICC, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para humano e murino. Ideal para pesquisa de sinalização NF- κ B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHUK Rabbit pAb
Observações/Alias	Ikka; Ikbka
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	1147
GeneID	309361
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-660 da CHUK de rato (NP_001101058.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Murino
SWISS	G3V926
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo